

日本分光水銀使用製品一覧

2018.2.15

現行販売製品以外の装置のLCDモジュールには水銀を含む可能性があります。

以下に機種別の含有部位を示します。

30年以上前の製品については個別にお問い合わせさせていただきますようお願い致します。

製品群	機種	使用部位	
液体クロマトグラフ	CD-995	水銀ランプ (※MD-4015、4017はオプション)	
	CD-1595		
	CD-2095		
	CD-4095		
	OR-990		
	OR-1590		
	OR-2090		
	OR-4090		
	FP-4020		
	FP-4025		
	MD-2018		
	MD-4010		
	MD-4015 [※]		
	MD-4017 [※]		
	UV-4070		
UV-4075			
X-LC 3110MD			
X-LC 3195CD			
フーリエ変換 赤外分光光度計	FT/IRシリーズ	MCT検出器(標準或いはオプション) 高圧水銀光源(オプション)	
	IRTシリーズ	MCT検出器	
	VIRシリーズ	MCT検出器(オプション)	
	FVSシリーズ	MCT検出器	
	IMV-4000	MCT検出器	
	VALOR-3/3A/3B	MCT検出器(オプション)	
	JANSSEN	MCT検出器(オプション)	
	MICRO-20	MCT検出器	
	FARIS-1	高圧水銀光源(オプション)	
	液体用微小セル	スペーサー	
	液体用固定セル	スペーサー	
	以下特注など		
	積分球ユニット	MCT検出器	
外部光源ユニット等	高圧水銀光源		
外部検出器ユニット等	MCT検出器		
分光蛍光光度計	FP-6300	水銀ランプ	
	FP-6500		
	FP-6600		
	FP-8000シリーズ		
紫外可視近赤外 分光光度計	V-7000シリーズ	水銀ランプ	
円二色性分散計	J-1000シリーズ	水銀ランプ	
	J-700シリーズ以前のJシリーズ	水銀リレー (標準或いはオプション)	
円偏光ルミネッセンス 測定システム	CPL-300-150	水銀ランプ	
旋光計	P-1000	水銀ランプ (標準或いはオプション)	
	P-2000		
	DIP-1000		
	DIP-360		
	DIP-370		
	HG-360		